

Μαξιλιάρια κατάκλισης

Το δερματικό έλκος εμφανίζεται στο ευαίσθητο δέρμα και τους ιστούς, λόγω παρατεταμένης και συνεχούς πίεσης, με αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής του αίματος στις περιοχές αυτές.

Ατομα ευάλωτα στην εμφάνιση έλκους είναι συνήθως αυτά με περιορισμένη κινητική ικανότητα, παραπηληγία και όσοι κάνουν μακροχρόνια χρήση αναπηρικού αμαξιδίου.

Το δερματικό έλκος επιδεινώνεται πολύ γρήγορα και συχνά είναι δύσκολο να επουλωθεί.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι κάποιες δερματικές πληγές δεν θεραπεύονται καθόλου. Η μόνη ουσιαστική λύση στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών είναι η **ΠΡΟΛΕΙΨΗ**.

Πέρα από την δυσφορία και κακή ψυχολογία του ασθενή, μεγάλη είναι η ταλαιπωρία που υπόκειται ο άνθρωπος που τον φροντίζει. Δεν εξαιρούμε και το υψηλό κόστος της θεραπείας που διαρκεί περίπου 15 μέρες, στο νοσοκομείο και τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας.


Η σειρά **RELAX** της εταιρείας Trulife προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα μαξιλαριών, πρόληψης και ανακούφισης, προσφέροντας μέγιστη άνεση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του χρήστη.




VITA ORTHOPAEDICS

ΑΒΕΡΩΦ 30,
10433 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Τ: 210.8837379, 210.8211783
F: 210.8218290
E: vita@acci.gr
www.vita-orthopaedics.gr
Facebook: @vitaorthopaedics

gelcell



Duogel




Easy




Easy
High
Profile





gelcell
G2




Trio



ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής πίεσης με χρήση Gelcell



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής πίεσης χωρίς χρήση Gelcell

10-2-053

Μαξιλάρι κατάκλισης υψηλού ρίσκου

Μοναδικός συνδυασμός ΑΕΡΑ και GEL, τεχνολογικά πρωτοποριακός, προσφέρει ανακούφιση από την πίεση του σωματικού βάρους και άνεση σε άτομα με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης δερματικού έλκους.

- Οι 34 αεροκυψέλες επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα σε όλη την επιφάνεια του μαξιλαριού. Η κάθε αεροκυψέλη επικαλύπτεται από τμήμα σιλικόνης «TruGel», επιτυγχάνοντας αποφόρτιση της πίεσης.
- Το μαξιλάρι Gelcell βοηθάει στη σωστή λειτουργία των τριχοειδών αγγείων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ «TRUGEL».


Επιτυγχάνει τον σωστό καταμερισμό του σωματικού βάρους.

Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία του δέρματος.

- Όταν ασκείται πίεση, ο αέρας διαχέεται σε κάθε αεροθάλαμο διανέμοντας ισομερώς το βάρος και μειώνοντας ως εκ τούτου τις μεγάλες συγκεντρώσεις πίεσης στην περιοχή του κόκκυγα.
- Το Gelcell αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις film polyurethane δίνοντας συνολικό πάχος 1mm. Δύσκολα φθείρεται και τρυπάει.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» υλικό, για εύκολο καθαρίσμα. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Φουσκώνει και ρυθμίζεται εύκολα.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα και τρόμπα παροχής αέρα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg

Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	Βάρος μαξιλαριού
40cm x 40cm x 5cm	1,5kg
43cm x 43cm x 5cm	1,6kg
45cm x 40cm x 5cm	1,6kg




Μαξιλάρι κατάκλισης υψηλού ρίσκου


Ο ιδανικός συνδυασμός των υλικών «TruGel» και «FloGel» επιδρά αποτελεσματικά στην ανακούφιση του ασθενή, αποφορτίζει την πίεση και επιμερίζει το βάρος του χρήστη.

- Βελτιώνει σημαντικά την κυκλοφορία του αίματος.
- Ανατομικά διαμορφωμένη αφρώδης βάση για την μεσαία και πλάγια στήριξη των μηρών καθώς και την στήριξη του τροχαντήρα του μηριαίου οστού.
- Η αφρώδης βάση του μαξιλαριού επικαλύπτεται από «viscoelastic» υλικό για άνεση και σταθερότητα σε καθιστή θέση.
- Το τμήμα του μαξιλαριού που υποστηρίζει τους μηρούς φέρει επίθεμα από «TruGel» υλικό, ενώ το τμήμα που υποστηρίζει την περιοχή του ισχίου και του κόκκυγα φέρει επίθεμα από «FloGel» υλικό.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο καθαρίσμα, κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Υψηλής ανθεκτικότητας.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμμα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg




Ψηφιακή απεικόνιση διανομής πίεσης με χρήση Duogel




Ψηφιακή απεικόνιση διανομής πίεσης χωρίς χρήση Duogel

Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	Βάρος μαξιλαριού
40cm x 40cm x 8cm	1,8kg
43cm x 43cm x 8cm	1,9kg
45cm x 40cm x 8cm	1,9kg
45cm x 45cm x 8cm	2,0kg


Viscoelastic υλικό
υψηλής πυκνότητας



Διαμορφωμένο FloGel υλικό
αποφόρτισης της πίεσης



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής
πίεσης με χρήση Easy



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Easy

Μαξιλάρι κατάκλισης μεσαίου / υψηλού ρίσκου


Το μαξιλάρι Easy αποτελείται από δύο τμήματα υλικού «viscoelastic» με ενδιάμεσο «FloGel» υλικό.

- Ο συνδυασμός των δύο υλικών βοηθά στον σωστό επιμερισμό του σωματικού βάρους, ανακουφίζει από την πίεση και προσφέρει άνετο και σταθερό κάθισμα στον χρήστη.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο καθαρίσμα. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Εφαρμόζει και από τις τέσσερις πλευρές (περιστροφόμενο).
- Κατάλληλο για χρήση στο σπίτι και οίκους ευγηρίας.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα.


Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg

Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	Βάρος μαξιλαριού
40cm x 40cm x 5cm	1,8kg
45cm x 40cm x 5cm	1,9kg
45cm x 45cm x 5cm	2,1kg


ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS



Ανατομικός σχεδιασμός του μαξιλαριού



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής πίεσης με χρήση Gelcell G2



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής πίεσης χωρίς χρήση Gelcell G2

10-2-055

Μαξιλάρι κατάκλισης υψηλού ρίσκου

Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα αεροθαλάμων, επιτυγχάνοντας μεγάλη σταθερότητα και σωστό επιμερισμό της πίεσης που ασκείται στην περιοχή των γλουτών και του κόκκυγα.

- Οι 48 αεροκυψέλες επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα σε όλη την επιφάνεια του μαξιλαριού. Η κάθε αεροκυψέλη επικαλύπτεται από τμήμα σιλικόνης «TruGel», επιτυγχάνοντας αποφόρτιση της πίεσης.
- Το μαξιλάρι Gelcell G2 βοηθάει στη σωστή λείψουργία των τριχοειδών αγγείων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ «TRUGEL».

Επιτυγχάνει τον σωστό καταμερισμό του σωματικού βάρους.

Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία του δέρματος.

- Ο οπίσθιος ανατομικός σχεδιασμός του μαξιλαριού το καθιστά εξαιρετικό βοήθημα σωστής κατανομής της πίεσης σε όλη την επιφάνεια του.
- Το κάθε τμήμα αεροθαλάμων φέρει ανεξάρτητη βαλβίδα παροχής αέρα για τη σωστή εφαρμογή του, ανάλογα με την ανατομία του σωματότυπου του χρήστη.
- Το Gelcell G2 αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις film polyurethane, συνολικού πάχους 1mm. Δύσκολα φθείρεται και τρυπάει.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο καθαρισμό. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Φουσκώνει και ρυθμίζεται εύκολα.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα και τρόμπα παροχής αέρα.


Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg

Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	Βάρος μαξιλαριού
40cm x 40cm x 4cm	1,5kg
43cm x 43cm x 4cm	1,6kg
45cm x 40cm x 4cm	1,6kg
45cm x 45cm x 4cm	2,6kg


Viscoelastic υλικό
υψηλής πυκνότητας

Αφρώδες υλικό
ταχείας επαναφοράς

FloGel αποφόρτισης πίεσης
(τεσσάρων τμημάτων)



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής
πίεσης με χρήση Easy



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Easy

Μαξιλάρι κατάκλισης μεσαίου ρίσκου

Ενα εξαιρετικά ελαφρύ μαξιλάρι αποτελούμενο από τρία στρώματα υλικών.

Η βάση είναι από υλικό **foam** υψηλής πυκνότητας, ενδιάμεσα υλικό **«FloGel»** τεσσάρων τμημάτων και ανατομικά διαμορφώσιμο **«viscoelastic»** υλικό στο άνω τμήμα.

- Ειδικός σχεδιασμός ώστε να εναρμονίζεται με τον σωματότυπο του χρήστη.
- Ο συνδυασμός των τριών υλικών επιτυγχάνει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και ανακουφίζει από την πίεση που ασκείται σε καθιστή θέση.
- Χρησιμοποιείται από όλες τις πλευρές.
- Κατάλληλο για άτομα με μέτρια πιθανότητα εμφάνισης δερματικού έλκους.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό **«pu film»** για εύκολο καθαρισμό. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Υψηλής ανθεκτικότητας.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμμα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 80kg

Διαστάσεις

(πλάτος x μήκος x ύψος)

Βάρος μαξιλαριού

40cm x 40cm x 4cm 1,3kg

45cm x 40cm x 4cm 1,5kg

45cm x 45cm x 4cm 1,6kg

ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS



10-2-058

Ύψος μαξιλαριού 8,5cm
για μέγιστη ανακούφιση
από την πίεση


Viscoelastic foam υλικό
και στις δύο πλευρές,
αυξάνει την ισορροπία

Μέγιστη άνεση,
μεγάλη πυκνότητα,
υποστηρίζει βάρος
έως 190kg

Διαμορφωμένο FloGel υλικό
αποφόρτισης της πίεσης



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής
πίεσης με χρήση Easy High Profile



Ψηφιακή απεικόνιση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Easy High Profile

Μαξιλάρι κατάκλισης μεσαίου / υψηλού ρίσκου

Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας
«viscoelastic» υλικό με υγρή σιλικόνη στο κέ-
ντρο. Επιτυγχάνει αποφόρτιση από το σωματικό
βάρος και τον σωστό επιμερισμό της ασκούμενης
πίεσης.

- Η υγρή σιλικόνη βρίσκεται μεταξύ δύο στρωμά-
των υλικού «viscoelastic» υψηλής πυκνότητας και
διαχέεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του
μαξιλαριού με την βοήθεια προδιαμορφωμένων
καναλιών ροής.
- Χάρη στο ύψος του μαξιλαριού των 8,5cm και
στην ποιότητα των υλικών του, υποστηρίζει βά-
ρος έως και 190kg.
- Ειδικός σχεδιασμός ώστε να εναρμονίζεται με
τον σωματότυπο του χρήστη ανακουφίζοντας από
την ασκούμενη πίεση.
- Ιδανικό για ασθενείς που επιθυμούν επιπλέον
σταθερότητα και μεγαλύτερο ύψος μαξιλαριού.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 190kg

Διαστάσεις

(πλάτος x μήκος x ύψος)

Βάρος μαξιλαριού

40cm x 40cm x 8,5cm 1,8kg

45cm x 40cm x 8,5cm 2,1kg

45cm x 45cm x 8,5cm 2,5kg